



# RALVLAB

## Agitador Magnético Analógico sem Aquecimento

Agitador magnético sem aquecimento, prático e resistente, projetado e fabricado para atender a diversos segmentos, com baixo custo de aquisição. Adequado para líquidos com densidade próxima de 1 g/cm<sup>3</sup> (água).

**Modelo:** RL-A100



### Especificações:

- Controle de velocidade: Sistema eletrônico modular
- Chave liga/desliga: Luminoso
- Capacidade de Agitação: 10l de água ou líquido de densidade semelhante
- Plataforma de Agitação: Alumínio escovado – ø 15 cm
- Velocidade de Rotação: 0 a 3.000 rpm
- Motor DC: Ímã permanente
- Cabo de Alimentação: 3 pinos, duas fases e um terra - nbr14136
- Alimentação: Bivolt automático
- Medidas: 9x19x19 cm

**Gabinete:**

- Chapa de aço SAE 1020;
- Tratamento anticorrosivo;
- Pintura eletrostática epóxi texturizada;
- Pés de borracha;
- Porta fusível de segurança.

**Acessórios Inclusos:**

- 1 barra magnética PTFE 7x30mm;
- Fusível de proteção.

**Opcionais:**

- Controlador microprocessado digital;
- Placa com aquecimento.