



RALVLAB

Agitador Magnético Digital com Aquecimento

Agitador magnético digital com aquecimento, robusto e com a comodidade do sistema de controle digital, precisão térmica e timer. Projetado e fabricado para atender a diversos segmentos, com excelente custo-benefício. Adequado para líquidos com densidade próxima de 1 g/cm³ (água).

Modelo: RL-A110



Especificações:

- Controle de Velocidade: Sistema eletrônico digital
- Controle de Aquecimento: Digital com sistema PID
- Painel: Policarbonato texturizado a prova d'água
- Capacidade de Agitação: 10L de água ou líquido de densidade semelhante
- Plataforma de Agitação: Alumínio escovado – 17X17cm
- Velocidade de Rotação: 0 a 3.000 rpm
- Range de Temperatura: Ambiente +5°C a 350°C
- Potência: 350 watts
- Motor DC: Ímã permanente
- Cabo de Alimentação: 3 pinos, duas fases e um terra - NBR14136
- Alimentação: 110V ou 220V (Definir)
- Medidas: 13x19x19 cm

Gabinete:

- Chapa de aço SAE 1020;
- Tratamento anticorrosivo;
- Pintura eletrostática epóxi texturizada;
- Pés de borracha;
- Porta fusível de segurança.
- Adesivo em Policarbonato

Acessórios Inclusos:

- 1 barra magnética PTFE 7x30mm;
- Fusível de proteção.

Opcionais:

- Certificado de calibração RBC/INMETRO do equipamento.