



RALVLAB

Eletrodo combinado de pH com Barreira Iônica

Os eletrodos da RALVLAB foram desenvolvidos e fabricados com alta tecnologia e qualidade, proporcionando precisão e confiabilidade nos resultados analíticos.

Modelo: RL-01-206



Especificações:

- pH: 0 a 14
- temperatura(°C): 0 a 100
- barreira iônica
- junção: Cerâmica
- referência: Ag/AgCl
- eletrólito: 3M KCl
- dimensões: 105mm x 12mm
- corpo: Vidro;
- conexão: BNC
- Acompanha cabo de 1 metro de comprimento, porém a medida do cabo pode ser personalizada.