



RALVLAB

Eletrodo combinado de pH - Recarregável

Os eletrodos da RALVLAB foram desenvolvidos e fabricados com alta tecnologia e qualidade, proporcionando precisão e confiabilidade nos resultados analíticos. Para medir pH de rotina e titulação em solventes não aquosos.

Modelo: RL-01-205



Especificações:

- pH: 0 a 14
- Temperatura: 0 a 100 °C
- Isopotencial: 7 +/- 0,5
- Resistência: 500 M Ω
- Referencial: Ag/AgCl e KCl 3M
- Junção: Anular
- Corpo: vidro
- Dimensões: 105mm x 12mm
- Conector: BNC
- Acompanha cabo de 1 metro de comprimento, porém a medida do cabo pode ser personalizada