



# RALVLAB

## Eletrodo combinado de pH tipo Difusão - com Barreira Iônica - Recarregável

Os eletrodos da RALVLAB foram desenvolvidos e fabricados com alta tecnologia e qualidade, proporcionando precisão e confiabilidade nos resultados analíticos.

**Modelo:** RL-01-208



### Especificações:

- pH: 0 a 14
- Temperatura(°C): 0 a 100
- Junção: Anular
- Referência: Ag/AgCl tipo Difusão + Barreira Iônica
- Dimensões: 120mm x 12mm
- Corpo: Vidro
- Recarregável
- Conexão: BNC
- Acompanha cabo de 1 metro de comprimento, porém a medida do cabo pode ser personalizada.