



RALVLAB

Eletrodo combinado de pH tipo Difusão - com Barreira Iônica - Selado

Os eletrodos da RALVLAB foram desenvolvidos e fabricados com alta tecnologia e qualidade, proporcionando precisão e confiabilidade nos resultados analíticos.

Modelo: RL-01-209



Especificações:

- pH: 0 a 14
- Temperatura(°C): 0 a 100
- Junção: Anular
- Referência: Ag/AgCl tipo Difusão + Barreira Iônica
- Dimensões: 120mm x 12mm
- Corpo: Vidro
- Selado
- Conexão: BNC
- Acompanha cabo de 1 metro de comprimento, porém a medida do cabo pode ser personalizada.