



# RALVLAB

## Eletrodo combinado de pH para uso geral em laboratório – Epoxy

Os eletrodos da RALVLAB foram desenvolvidos e fabricados com alta tecnologia e qualidade, proporcionando precisão e confiabilidade nos resultados analíticos.

**Modelo:** RL-01-201P



### Especificações:

- pH: 0 a 14
- Temperatura: 0 a 100 °C
- Isopotencial: 7 +/- 0,5
- Resistência: 500 M  $\Omega$
- Referencial: Ag/AgCl
- Junção: pontual
- Corpo: Epoxy
- Dimensões: 105mm x 12mm
- Conector: BNC
- Acompanha cabo de 1 metro de comprimento, porém a medida do cabo pode ser personalizada