



RALVLAB

Eletrodo combinado de pH para uso geral em laboratório - Universal

Os eletrodos da RALVLAB foram desenvolvidos e fabricados com alta tecnologia e qualidade, proporcionando precisão e confiabilidade nos resultados analíticos.

Modelo: RL-01-201



Especificações:

- pH: 0 a 14
- Temperatura: 0 a 100 °C
- Isopotencial: 7 +/- 0,5
- Resistência: 200 M Ω
- Referencial: Ag/AgCl e KCl 3M
- Junção: cerâmica
- Corpo: vidro
- Dimensões: 105mm x 12mm
- Conector: BNC
- Acompanha cabo de 1 metro de comprimento, porém a medida do cabo pode ser personalizada.