



RALVLAB

Microscópio Biológico Binocular

O Microscópio Biológico Binocular, com aumento de até 1000x, possui sistema ótico acromático e todo o sistema ótico (cabeça, oculares, objetivas) com tratamento antifungo e antimoho. Possui um design ergométrico e outras características que proporcionam um desempenho excelente nos trabalhos laboratoriais.

Modelo: RL-10B



Características:

- Possui sistema ótico acromático.
- Design Ergométrico.
- Pintura e tratamento antifungo e antimoho, conservando as partes internas do equipamento em diversos ambientes.
- Garantia de 01 (um) ano.

Especificações:

- Cabeça: Binocular Siedentopf
- Distância interpupilar: 55-75mm
- Ocular: WF10x/18mm de campo amplo
- Objetivas Acromáticas: 4x, 10x, 40x (S), 100x (S - óleo de imersão)
- Aumento: 40 – 1000x
- Revólver: Quádruplo
- Platina Dupla: 135x140mm
- Área de Trabalho: 75x45 mm e controle coaxial
- Iluminação: Lâmpada LED
- Diafragma: Íris com suporte para filtro
- Condensador: Móvel e centralizável do tipo ABBE 1,25 N.A. ajustável.
- Focalização: Macro - micro coaxial com trava de pré focalização, tensor em X e Y – Movimento por pinhão e cremalheira
- Alimentação: Bivolt

Acompanha:

- Capa Protetora
- Manual de Instrução