



# RALVLAB

## Waste Cannister

O Waste Cannister, fabricado pela Rockwheel, promove simplicidade, praticidade e segurança para seu laboratório. Seu design compacto permite a instalação em quase todos os ambientes e seu adaptador apresenta praticidade na substituição do reservatório.



### Características:

- Reservatório homologado pelo INMETRO - 3H1/Y1.6/100
- Design compacto que promove a economia de espaço (20x25x47 cm)
- Versões com 2 ou 3 entradas, engate rápido ou hose barb (espigão) 1/4"
- Capacidade: 12 litros
- Materiais: PEAD, UHMW e PTFE
- Inclui filtro de vapor de solvente
- Inclui reservatório adicional para substituição

## Filtro de Vapor de Solvente:



### Características:

- Filtro de Vapor de Solvente com carvão ativado médio, impede a proliferação de odores e de vapores nocivos à saúde dos colaboradores do laboratório e do meio ambiente.
- Para garantir a máxima filtração, recomenda-se sua substituição a cada 6 meses.
- Nosso filtro de vapor de solvente possui o melhor custo benefício do mercado
  
- **Possibilidade de personalização do reservatório e das entradas conforme necessidade do cliente**

**\* A RALVLAB é distribuidora exclusiva da empresa (fabricante) ROCKWHEEL em todo território nacional, com exceção do Estado do Rio de Janeiro e Espírito Santo.**