



RALVLAB

Banho Ultrassônico

O Banho Ultrassônico é ideal para limpeza profunda, desinfecção de utensílios, testes de sujidade, dissolução de amostras, desgaseificação de líquidos...etc. Para promover este processo, o equipamento aplica ondas numa frequência de 40Hz, e uma temperatura fixa de 35°C.

Modelo: RL-B40



Especificações:

- Timer: 60 minutos – temporizador digital
- Aquecimento: 35°C - Fixo
- Controlador: Digital com função "pause"
- Frequência de Trabalho: 40Khz
- Ciclo de Trabalho: Automático
- Alarme: Sonoro
- Cabo de Alimentação: Com plug de 3 pinos, duas fases e um terra - NBR14136
- Sistema de Aquecimento: Resistência Blindada
- Alimentação: Até 15L Bivolt – Outros Tamanhos - 110V ou 220V (definir)

Gabinete:

- Chapa de aço carbono SAE 1020;
- Tratamento anticorrosivo;
- Pintura eletrostática epóxi texturizada;
- Pés de borracha;
- Porta fusível de segurança;
- Entrada e saída de água - dreno.

Cuba Interna:

- Aço inox AISI 304;
- Estampado e polido (sem emendas ou soldas);

Painel de Controle:

- Display de 2 dígitos para tempo de processo com indicação por LED;
- Chave liga/desliga;
- Chave de acionamento para aquecimento;
- Painel em policarbonato;
- Indicador luminoso.

Acessórios Inclusos:

- Tampa lisa em aço inox;
- Cesto removível em aço inox perfurado;
- Fusível de proteção.

Opcionais:

- Exterior em aço inox.

REGISTRO ANVISA: 82095020002

Modelos de Banho Ultrassônico:

MODELO	MEDIDAS INTERNAS	MEDIDAS EXTERNAS	CAPACIDADE	POTÊNCIA
RL-B40-03	10 x 15 x 30	24 X 18 X 33	3,8 LITROS	100 WATTS
RL-B40-06	10 x 24 x 30	24 X 27 X 33	6 LITROS	160 WATTS
RL-B40-10	15 x 24 x 30	30 X 27 X 33	10 LITROS	160 WATTS
RL-B40-15	20 x 24 x 30	40 x 27 x 33	15 LITROS	160 WATTS
RL-B40-20	15 x 30 x 50	30 X 33 X 55	20 LITROS	320 WATTS
RL-B40-30	20 x 30 x 50	40 X 33 X 55	30 LITROS	480 WATTS
RL-B40-40	20 x 40 x 50	40 X 45 X 55	40 LITROS	640 WATTS
RL-B40-50	25 x 40 x 50	45 X 45 X 55	50LITROS	800 WATTS
RL-B40-60	30 x 40 x 50	50 X 45 X 55	60 LITROS	960 WATTS