



RALVLAB

Filtros Poliméricos para Dissolutor

Os filtros poliméricos (Sample Filter) podem ser utilizados em dissolutores de diversos fabricantes.

Marca: Rockwheel *



Sample Filter:
Compatível com cânulas de Ø 2,1mm
Material: UHMW PE
Porosidade: 10µm, 35µm, 45µm e 70µm

Sample Filter:
Compatível com cânulas de Ø 1/16"
Material: UHMW PE
Porosidade: 10µm, 35µm, 45µm e 70µm



Sample Filter:
Compatível com cânulas de Ø 1/8"
Material: UHMW PE
Porosidade: 10µm, 35µm, 45µm e 70µm

*** A RALVLAB é distribuidora exclusiva da empresa (fabricante) Rockwheel em todo território nacional, com exceção do Estado do Rio de Janeiro e Espírito Santo.**